

유해/화학물 폐액 안전관리 시스템



(폐액 수집 및 보관을 위한) 폐액 보관 캐비닛



- 화학물질 관리법을 준수하여 유해화학물질 예방 관리 체계 강화
- 인화성 폐용액을 안전하게 보관할 수 있는 FM 인증 폐액 보관 캐비닛
- FM인증 캐비닛 내부에 폐액보관용기 비치 및 사용(폐액보관용기 별매)
- 서랍 방식으로 폐액수거 및 처리가 편리
- 화재 발생시 162C 이하 내부 온도 유지(10분이상), 미국 화재 테스트 완료
- 위험물 유출방지를 통해 깨끗한 환경 조성



Cat. No.	Type of Door	Capacity (L)	Dimension (H x W x D)(mm)
SAS-3300WS	Manual	114	889 x 914 x 610

(안전한 폐액 수집을 위한) 폐액 수집용 깔때기



- 실험실 폐액의 안전한 수거용 깔때기
- 휘발증기의 99.9% 방지가능
- 유독증기 발생을 차단하여 작업자의 건강 보호
- 인화성 가스 누출 방지로 화재 위험 감소
- 폐액의 종류에 따라 다양한 색상 선택가능 (Red, Yellow, Green, Blue)
- 6인치/8인치 중 선택가능



Cat. No.	Color	Size
SF-6-R	Red	6in , 152.4mm
SF-6-Y	Yellow	6in , 152.4mm
SF-6-B	Blue	6in , 152.4mm
SF-6-G	Green	6in , 152.4mm
EF-3004C	Red	8in , 203.2mm



유해/화학물 폐액 안전관리 시스템



인화성 폐액 보관용기



- 실험실 폐액 보관용 안전 용기
- 인화성 및 유기용매 폐액의 안전한 보관용
- 5mm 이상의 견고한 HDPE 재질
- 화염 방지장치 장치
- 자동 닫힘 뚜껑으로 휘발가스 방출 차단
- 2~5psi 압력에서 자동 환기되어 폭발 방지
- 편리한 손잡이 구조 및 넓은 주입구로 폐액 주입이 용이

Cat. No.	Capacity(L)	Dimensions (Dia. x H)(mm)	Approv./Lstg.Regulation
14265	7.5	305 x 375	-
14762	7.5	305 x 375	FM
14765	19	305 x 508	FM
14565	19	305 x 508	-
12751	7.5	305 x 375	FM
12754	19	305 x 508	FM
12772	19	305 x 508	FM



산/부식성 폐액 보관용기



- 산/부식성 폐액 보관에 적합
- HPLC용 폐액 보관함으로 사용시 연속 폐액 수거용 연결장치 적용 가능

Cat. No.	Capacity(L)	Dimensions (Dia. x H)(mm)	주입구 지름(mm)
12161	4	117 x 194 x 324	37
12762	7.5	305 x 375	92
12260	9.5	273 x 387	37
12765	19	305 x 508	92



HPLC 폐액 보관용기



- HPLC 폐액보관에 가장 이상적인 보관용기
- 화염 방지장치 장착
- 연속 폐액 수거용 연결장치 적용 가능
- 카본필터 장착으로 폭발위험 방지

Cat. No.	Capacity(L)	Dimensions (Dia. x H)(mm)	Approv./Lstg.Regulation
12160	4	197 x 133 x 324	FM
TF12752	7.5	305 x 375	FM
BY12752	7.5	305 x 375	FM
PP12752	7.5	305 x 375	FM
SER12751	7.5	305 x 375	FM
TF12755	19	305 x 508	FM
BY12755	19	305 x 508	FM
PP12755	19	305 x 508	FM
SER12754	19	305 x 508	FM
12770	19	305 x 508	FM
12771	19	305 x 508	FM



(폐액용기를 보완해주는) 2차 유출방지용 트레이



- All PE 재질
- 안전 깔때기와 말통을 같이 사용하여, 용매 수거시 폐액의 2차 유출을 방지함

Cat. No.	Color	Component	Size (HxWxD)(mm)
84003(SC)	White	Secondary Container	194 x 379 x 379
TT28	Black	Spill Tray	120 x 645 x 490
TT65	Black	Spill Tray	150 x 1,000 x 550
TT100	Black	Spill Tray	120 x 1,000 x 1,000

유해/화학물 폐기물 안전관리 시스템



(날카로운 폐기물 보관용) Sharp Container 용기 **APmedical**

- 날카로운 유해 폐기물 (유리, 주사기...) 전용 보관용기
- 넓은 투입구 사용으로 편리함
- 쉽고 안전한 원터치 사용
- 별도 손잡이가 있어 이동에 용이
- 134°C 에서 18분까지 autoclave 가능



Cat. No.	용량 (L)	상세 사이즈 (cm)	포장단위 pcs / box	인증사항
CS PLUS 2	2	15.1 x 15.1 x 20 h	62pcs / box	NF TRBA 250 UN CONFORMITY ISO 23907
CS PLUS 3	3	15.1 x 15.1 x 23.8 h	60pcs / box	
CS PLUS 4	4	16.7 x 16.7 x 24.8 h	52pcs / box	
CS PLUS 5	5	16.7 x 16.7 x 30.0 h	40pcs / box	
CS PLUS 6	6	16.7 x 16.7 x 38.8 h	36pcs / box	
CS PLUS 7	7	16.7 x 16.7 x 50.0 h	29pcs / box	
CS PLUS 10	10	22.0 x 22.0 x 32.5 h	33pcs / box	
CS PLUS 22	22	27.2 x 37.5 x 34.5 h	10pcs / box	



메탈 거치대 (2~3L)



메탈 거치대 (4~6L)



레진 수지 거치대 (2~5L)



경사 거치대 (6~7L)



트레이형 거치대 (2~3L)



More Information?

원하시는 제품을 찾기 어렵거나 더 궁금한 내용이 있으시다면?

✓ 석림세이프티 홈페이지

sercrim.com



✓ 안전제품 종합 쇼핑몰

safetyKR.com



유해/화학물 폐기물 안전관리 시스템



일반/감염성 폐기물 보관용기



- FM인증, 폐기물 보관함
- 용제, 희석제, 가연성 접착제 등에 오염된 폐기물의 안전한 관리
- 화재의 위험이 있는 인화성 폐기물의 안전한 보관
- 항상 닫혀있는 구조로 산소를 차단하여 자연발화 위험을 제거함
- 풋페달 형태로 사용이 편리
- Biohazard Container 의 경우 감염성 폐기물을 분리, 처리하는데 이상적

Oily Waste Can

Cat. No.	Capacity(L)	Dimensions (Dia. x H)(mm)	Approv./Lstg.Regulation
09200	8	244 x 232	FM
09100	20	302 x 403	FM, UL, TUV
09101	20	302 x 403	FM, UL
09300	34	354 x 464	FM, UL, TUV
09301	34	354 x 464	FM, UL
09500	52	408 x 514	FM, UL, TUV
09501	52	408 x 514	FM, UL
09700	80	467 x 595	FM, UL, TUV
09701	80	467 x 595	FM, UL

Biohazard Waste Can

Cat. No.	Capacity(L)	Dimensions (Dia. x H)(mm)	Approv./Lstg.Regulation
05910R	20	302x403	FM, TUV
05930R	34	354x464	FM, TUV



폐 고형물 보관용기



- 폐 고형물을 안전하게 수거 및 보관
- 냄새 제거

Cat. No.	Capacity(L)	Dimensions (Dia. x H)(mm)	Approv./Lstg.Regulation
SWC-002	5	330 x 534	-

제품 / 서비스 문의

sercrim
석림세이프티

서울 T. 02) 911-4116
F. 02) 911-4111

대전 T. 042) 825-2127
F. 042) 670-8445

대구 T. 053) 384-9114
F. 053) 383-1296